


ARTHROVISION

Unsere bewährten Handinstrumente für die Arthroskopie



1.



2.



3.



4.

1. Schlanke Form

Die schlanke Form der Backen erlaubt die exakte Positionierung. Der Öffnungswinkel und die Formgebung der Maulteile ermöglichen den Einsatz auch bei engen Gelenken.

2. Beste Schneidleistung

Die Zähne des beweglichen Maulteils verhindern das Herausgleiten des Gewebes. Beste Schneidleistung auch im vorderen Maulbereich ermöglicht die Entfernung kleinster Gewebefasern.

3. Ergonomischer Griff

Der ergonomisch geformte Handgriff erlaubt ermüdungsfreies Betätigen der Sulzer Medica Zangen auch bei längerer Operationsdauer.

4. Mühelose Handhabung

In Teflon gelagerte Gleitteile und die exzellenten Verarbeitungen garantieren auch nach vielen Sterilisationen komfortable Leichtgängigkeit.

5. Sicherheitsstift

Um die Mechanik im Handgriff und um das Maul zu schützen, sind alle unsere Handinstrumente mit einem Sicherheitsstift ausgerüstet, welcher bricht wenn das Handinstrument überlastet wird.



5.

ARTHROVISION



Stanzen schmal– Schnittbreite 1,7mm / Maul gerade

- 03.00230.200 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.201 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.202 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.203 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen



Stanzen schmal– Schnittbreite 1,7mm / Maul 15° aufwärts

- 03.00230.210 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.211 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.212 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.213 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen



Stanzen Standard – Schnittbreite 2,7mm / Maul gerade

- 03.00230.300 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.301 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.302 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.303 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen



Stanzen Standard – Schnittbreite 2,7mm / Maul 15° aufwärts

- 03.00230.310 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.311 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.312 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.313 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen



Stanzen breit – Schnittbreite 3,3mm / Maul gerade

- 03.00230.400 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.401 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.402 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.403 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen



Stanzen breit – Schnittbreite 3,3mm / Maul 15° aufwärts

- 03.00230.500 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.501 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.502 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.503 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen

ARTHROVISION



Stanzen – Schnittbreite 2,3mm / Maul 45° gewinkelt

- 03.00230.320 Schaft Ø 3,4mm, rechts, gerade
- 03.00230.321 Schaft Ø 3,4mm, links, gerade
- 03.00230.322 Schaft Ø 3,4mm, rechts, 15° rechts gebogen
- 03.00230.323 Schaft Ø 3,4mm, links, 15° links gebogen



Mikroschere – Schnittbreite: 0,9mm

- 03.00230.100 Schaft Ø 3,4mm, gerade
- 03.00230.101 Schaft Ø 3,4mm, 15° aufwärts gebogen
- 03.00230.102 Schaft Ø 3,4mm, 30° rechts gebogen
- 03.00230.103 Schaft Ø 3,4mm, 30° links gebogen



Greifzangen – Hechtmaul mit Zahn

- 03.00230.610 Schaft Ø 3,4mm, Hechtmaul + Zahn, gerade
- 03.00230.611 Schaft Ø 3,4mm, Hechtmaul + Zahn, 15° aufwärts



Greifzangen Atraumatisch

- 03.00230.620 Schaft Ø 3,4mm, konisches Maul, gerade
- 03.00230.621 Schaft Ø 3,4mm, konisches Maul, 15° aufwärts
- 03.00230.600 Schaft Ø 3,4mm, halbrundes Maul, gerade
- 03.00230.601 Schaft Ø 3,4mm, halbrundes Maul, 15°

Weitere Artikel in unserem Sortiment!

- Neuoptiken und Austauschoptiken. Kompatibel zu Storz / Dyonics / Wolf
- Shaverblades. Kompatibel zu FMS / Arthrex / Friatec und Linvatec
- Sterilisationscontainer in 5 verschiedenen Farben
- Lichtleitkabel in 3 verschiedenen Farben
- Schmerzpumpen für den ambulanten Einsatz
- Saugmatten mit einem Saugvolumen bis zu 3 L
- Tagessets und Druckschläuche kompatibel zu FMS Arthroskopiepumpen

Bei Interesse sind wir immer für Sie erreichbar:

Tel.: 06124-7260-60

Fax.: 06124-7260-40

E-Mail: kontakt@arthrovision.de

www.arthrovision.de

Reparaturservice Handinstrumente

- Unser Standard- Check up:*
- *Komplett Check*
 - *Maulteil richten und schärfen*
 - *Stifte ersetzen*
 - *Sandstrahlen*
 - *Ätzungen erneuern*

Wir reparieren

- *Sulzer Medica / Friatec Handinstrumente*
- *Fremdfabrikate aller Art!*

Bitte senden Sie Ihre Reparaturen mit einer kleinen Fehlerbeschreibung an:

*Arthrovision GmbH
Herr Krause
Reparaturabteilung
Brunnenstraße 55
65307 Bad Schwalbach
Tel.: 06124-7260-65*

Reparaturaustauschprogramm für Handinstrumente

- *Friatec / Sulzer Medica Handinstrumente
und*
- *Fremdfabrikate aller Art*

*Senden Sie uns einfach Ihr altes Handinstrument mit dem Vermerk
„Reparaturaustausch“ und der Artikel- Nr. des Austauschinstrumentes zu.
Wir schicken Ihnen schnell und unkompliziert Ihr neues Handinstrument.*