

Arthro-Tube™

Schlauchsystem für FMS Arthroskopie Pumpen der Baureihen 4, 4+, Duo, Duo+ und SOLO

**Alleinvertrieb in
Deutschland und
Österreich:**

ARTHROVISION GmbH
Brunnenstraße 55
65307 Bad Schwalbach
T. 06124 7260-0
F. 06124 726040
kontakt@arthrovision.de
www.arthrovision.de

Hersteller:
Medical Vision AB
Hästholmsvägen 32
SE-13130 NACKA
T. +46 8 452 4950
F. +46 8 452 4959
www.medicalvision.org
info@medicalvision.org



- ✚ Kostengünstig
- ✚ Einfache Handhabung
- ✚ Einzigartige Verpackung

**Arthro-Tube™
Tages-Set
Ref. 1001003**




Arthro-Tube™ Tages-Set

Zertifiziert für den Gebrauch mit FMS Arthroskopie Pumpen der Baureihen FMS 4, 4+, Duo, Duo+
Tages-Set mit folgenden Eigenschaften:

- ✚ Neue Verbindungen und Filter (Gore-Tex) zum Drucksensor verhindern Leckagen
- ✚ Benutzerfreundliche Anschlüsse
- ✚ Qualitätsprüfung jedes einzelnen Tages-Sets
- ✚ Individuelle Anleitungen liegen jeder Box bei
- ✚ PVC-Freie Verpackung
- ✚ Einfach zu Öffnen

Arthro-Tube™ Patienten-Set Ref. 1001009



Arthro-Tube™ Patienten-Set

Zertifiziert für den Gebrauch mit FMS Arthroskopie
Pumpen der Baureihen FMS 4, 4+, Duo, Duo+

Patienten-Set mit folgenden Eigenschaften:

- ✚ Y-Anschluss zum leichteren Set-up
- ✚ Schläuche in drei Sektionen gebündelt
- ✚ Neue praktische Klemme
- ✚ Individuelle Anleitungen liegen jeder Box bei
- ✚ PVC-Freie Verpackung
- ✚ Einfach zu Öffnen

Arthro-Tube™
Schlauchzwischenstück
Ref. 1001002



Arthro-Tube™ **Schlauchzwischenstück**

Zertifiziert für den Gebrauch mit dem Arthro-Tube™
Tages-Set, Ref. 1001003

Schlauchzwischenstück mit den folgenden Merkmalen:

- ✚ Ideal für kleinere Eingriffe
- ✚ Der Zufluss kann mittels einer kleinen Klemme an der sterilen Seite kontrolliert werden
- ✚ Einfache Handhabung
- ✚ Gebrauchsanweisungen liegen jeder Box bei